


Biopsia – Patologia

Barattoli con formalina 4%, pH 7.4



- Contenitori più grandi su richiesta
- Contenitori senza formalina su richiesta
- Non adatto per la ricerca di agenti patogeni
- Proporzione tra tessuto e formaldeide: $\geq 1:4$

Le parti anatomiche chirurgiche senza fissazione, in particolare oncologiche, devono essere inoltrate in tempi rapidi alla patologia al fine di limitare il tempo d'ischemia fredda. Il tempo d'ischemia fredda incide su taluni risultati di valutazione di fattori biologici.

Prego annotare l'esatto orario del prelievo.

Provetta 'Soluzione di Michel'



Per biopsie cutanee senza fissazione

Materiale di spedizione:

Indicare cognome, nome e data di nascita del paziente