


Prelievo di sangue – Coagulazione

Provetta citrato, celeste (4)



- | | |
|-------|--|
| 1 | Controllare la data di scadenza |
| 4 | Applicare il laccio emostatico moderatamente oppure levarlo subito dopo la puntura
Non battere il dito sul luogo di puntura
Punzione delicata |
| 6 | Gettare la prima provetta (A)
Riempire completamente la provetta fino alla marcatura (rapporto anticoagulante:sangue) |
| 8 – 9 | Trasportare il campione subito per corriere senza centrifugarlo
Chiarimenti speciali di coagulazione: Annuncio e accordo telefonico del momento del trasporto |

Materiale di spedizione:

Indicare cognome, nome e data di nascita del paziente