


Urine – Recherche de germes : Antigènes et PCR

Tube spoturine sans conservateur (52)



PCR

- *Chlamydia trachomatis*
- *Neisseria gonorrhoeae*
- *Mycoplasma genitalium*
- *Mycoplasma hominis*
- *Ureaplasma urealyticum*
- *Trichomonas vaginalis*

Premier jet de la première urine du matin ou urine après un minimum de 2h sans miction
5 – 10 mL

Recherches d'antigènes

- Légionelles et pneumocoques
Urine, miction spontanée
5 – 10 mL

Mycobactéries

6 tubes spoturine au minimum
50 – 100 mL d'urine du matin, recueillie pendant trois jours consécutifs ou avec un jour d'intervalle,
pas de collecte d'urine

Parasites

- *Schistosoma haematobium*
6 tubes spoturine au minimum
50 – 100 mL d'urine
Recueil d'urine entre 12:00 h et 15:00 h, si possible après une légère activité physique

Matériel d'expédition :

Veuillez inscrire le nom, prénom et la date de naissance du patient