



STS 0292



## Lokale Voraussetzungen für den Einsatz von v-consult® und v-box®

- Die v-box® und der Dymo®-Drucker müssen mit Strom (2 Anschlüsse) versorgt und mit dem Internet (1 LAN RJ45 Anschluss) verbunden sein. Keine Trennung während der Nacht und dem Wochenende!
- Firewall-Einstellungen mit Freigabe folgender ausgehender Ports und Zieladressen:  
 → TCP Ports 80, 443, 8443 und 9443 | UDP Port 123  
 → printer.viollier.ch | portal.viollier.ch | poct.viollier.ch | admin.viollier.ch | apt.viollier.ch | software.viollier.ch | results.viollier.ch | \*.debian.pool.ntp.org | ntp.viollier.ch
- IP-Adresszuordnung per DHCP ist ausreichend, wenn die v-box® ausschliesslich als Print-Server genutzt wird
- Bei Einbindung von POCT-Geräten oder Resultatübermittlung auf die v-box® ist eine statische IP-Adresse zwingend
- Mitteilung der IP-Adresse, Subnetzmaske, DNS-Adresse und Standardgateway bei statischer IP-Adresse
- Folgende Praxissoftware- / Klinikinformationssysteme unterstützen einen schnellen Zugriff ohne manuelle Anmeldung mit direkter Übergabe der Patientendaten:

## Software-Kompatibilität: Wer kann was?

	v-consult® Schnittstelle	HL7-Befund (inkl. PDF) via v-box®	Automatische POCT-Abrechnung
<b>Achilles™</b> (Axonlab AG)	✓		
<b>Aeskulap</b> (Kern Concept AG)	✓	✓	✓
<b>curaMED</b> (Swisscom Health AG)	✓	✓	
<b>e paad</b> (Compass IT AG)	✓		
<b>E-Medicus</b> (E-Medicus GmbH)	✓		
<b>Elexis</b> (Medelexis AG)	✓	✓	✓
<b>Handy Patients</b> (Handylife Sàrl)	✓	✓	✓
<b>KISIM</b> (Cistec AG)	✓		
<b>MEDICOWin®</b> (InfoCall Produkte AG)	✓		
<b>MediOnline</b> (Ärztekasse)	✓		
<b>Mediway</b> (Logival SA)	✓	✓	
<b>MediWin CB</b> (Ärztekasse)	✓		
<b>mFmed EVOLUTION</b> (VarioSoft AG)	✓		
<b>NEXUS / KIS</b> (NEXUS Schweiz AG)	✓		
<b>pex II</b> (Delemed AG)	✓	✓	✓
<b>Phoenix</b> (CompuGroup AG)	✓		
<b>Praxis Desktop</b> (Gartenmann Software AG)	✓	✓	✓
<b>SiMed</b> (Amétiq AG)	✓	✓	✓
<b>TriaMed</b> (Swisscom Health AG)	✓	✓	✓
<b>vitoMed2</b> (Vitodata AG)	✓	✓	✓
<b>WinMed®</b> (TMR AG)	✓		