


Prise de sang

## Capillaire — Plasma, sérum

Microtainer® sérum gel, jaune or (23) / Microtainer® EDTA, lilas (24), Microtainer® prolongateur, Etui de transport pour envoi postal, Microtainer® QuikHeel™ Lancettes / Microtainer® Lancettes activées par contact



- 3 Prolongateur intégré permettant de coller l'étiquette v-consult®
- 4 Effectuer le prélèvement dans les zones indiquées
- 9 Toujours utiliser l'étui de transport pour l'envoi