




## Ponction – Articulation

Ampoule ponction bactériologie (31P), Tube stérile, rouge (29), Tube EDTA, lilas (6)



### Ampoule ponction bactériologie (31P)

- Bactériologie générale
- Mycobactéries (Tbc incl.)

### Tube stérile, rouge (29)

- Chimie :
  - Protéines
  - Glucose
  - LDH
  - Lactate
- Cristaux :
  - Urate = acide urique
  - Pyrophosphate de calcium
  - Hydroxyapatite
- Recherche par biologie moléculaire :
  - *Borrelia burgdorferi*
  - Parvovirus B19
  - *Chlamydia trachomatis*

### Tube EDTA, lilas (6)

- Leucocytes :
  - Numération et différenciation

Matériel d'expédition :

Veuillez inscrire le nom, prénom et la date de naissance du patient